



致用户的一封信

尊敬的用户：

据世界卫生组织统计，目前全世界青光眼患者已近 8000 万人。2020 年，仅中国青光眼患者数高达约 2180 万，致盲人数约 567 万。青光眼已成为全球第一位不可逆性致盲性眼病。为了您的视力健康，请及时做好眼压监测，如眼压异常，请咨询专科医生。

感谢您购买和使用微智医疗器械有限公司生产的回弹式眼压计。在使用本产品前，请仔细阅读以下温馨提示，并严格按照产品说明书的要求操作：

- 1.眼压的正常范围为 10~21mmHg，如测量结果超出正常范围，建议及时就诊复查。
- 2.青光眼患者目标眼压由疾病严重程度及基线眼压决定，参考值如下：早期青光眼目标眼压建议控制在 18mmHg 以下，中期青光眼建议控制在 15mmHg 以下，晚期青光眼目标眼压建议控制在 12mmHg 以下。如眼压低于 10mmHg，请咨询专科医生。
- 3.眼科手术后，患者须遵医嘱进行眼压监测，控制好眼压，便于术后恢复。
- 4.为保证测量结果准确度，建议测量约 1000 次或者使用 6 个月后再更换一次本产品的探针基座。
- 5.本产品的测量结果仅供参考，不能作为青光眼等眼科疾病诊断的依据。

6.如有产品使用相关疑问，请与我司联系，

电话：0731-86186123

邮箱：service@intellimicro.cn

